

## 1539817 - Klomp Clog 07 met riem - Wit/Blauw - maat 45/46 - 1 paar



### Beschrijving

Als u uitkijkt naar een echt professionele klomp is de Wock Clog uw juiste keuze. Clog is geproduceerd in Steri-Tech™, een hoogwaardig polymeer dat perfect steriliseerbaar is in de autoclaaf. De Clog is antistatisch en biedt een uitstekend draagcomfort dankzij de hoge mate van schokabsorptie. De verwijderbare inlegzool, hielstraps en ventilatiegaatjes zorgen voor een bijzonder aangenaam gevoel. Zo bent u zelf ook op het einde van de werkdag nog fit. Voor nog meer comfort is er de optionele Walksoft inlegzool\*. De Wock Clog maakt het werk aangenamer bij die professionele activiteiten waar vele uren rechtstaan onvermijdelijk is en waar hygiëne een must is.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Wock
<b>Unisex</b>	Ja
<b>Anti-slip</b>	Ja
<b>Antistatisch</b>	Ja
<b>Geschikt voor OK</b>	Nee
<b>Steriliseerbaar</b>	Ja
<b>Hielriem</b>	Ja
<b>Schokdemping</b>	Ja
<b>Uitneembare binnenzool</b>	Ja
<b>Ventilatiegaten</b>	Ja
<b>Verwijderbaar hielriempje</b>	Ja
<b>sku</b>	1539817
<b>Kleur klomp</b>	Blauw
<b>Maat</b>	45-46
<b>Materiaal</b>	Steri-tech™ polymeer
<b>Type klomp</b>	Clog
<b>Europese Regelgeving</b>	2016/425/EU - Class I
<b>Type verpakking</b>	Paar