

1623760 - Protectaplast Super Stretch - 6 cm x 1m - 1 st

Image

Beschrijving

Protectaplast Super Stretch is een zelfklevend, elastisch fixatieverband met uitzonderlijke kleefkracht. Het verband is rekbaar in de lengte, ideaal voor het fixeren van kompressen en wondverbanden op bewegende lichaamsdelen zoals knieën, ellebogen of gewrichten.

Specificaties

Merk	Protectaplast
sku	1623760
Kleur	Ecru
Maat	6 cm x 1 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos