

## 1024562 - Sterican® - insuline naalden - 27G x 1/2" - grijs - 1 x 100 st



### Beschrijving

De Sterican® hypodermische naalden met een Luer-Lock connector hebben een dunne wand met een glad oppervlak en een lichte siliconen coating. De naalden zorgen voor een minimale pijn tijdens het prikken. Aansluiting is voorzien van kleurcodes conform ISO-normeringen.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Braun
<b>Samenstelling</b>	Naald: roestvrij staal, Luer-Lock aansluiting: polypropyleen
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Lengte naald</b>	12 mm
<b>Diameter naald</b>	0.4 mm
<b>Veiligheidsmechanisme</b>	Nee
<b>sku</b>	1024562
<b>Afmeting</b>	27G x 1/2"
<b>Afmeting in mm</b>	0,40 x 12 mm
<b>Kleur</b>	Grijs
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos