

## 1554407 - CARE Telis RS - zitergometer



### Beschrijving

Deze semi-ligfiets is geschikt voor zowel cardio- als revalidatiesessies. Met zijn traagheidsmassa biedt hij een groot trapcomfort, dat gepaard gaat met een elektromagnetisch weerstandssysteem dat op 32 niveaus instelbaar is en een teller met 7 functies.

#### Kenmerken:

- Structuur van bijzonder stevig staal, antiroestbehandeling en epoxygelakt
- Riemtransmissie Poly V met permanent spanningsysteem
- Elektromagnetisch weerstandssysteem met 32 moeilijkheidsgraden
- Brede chassisopening voor eenvoudige toegang
- Instelbare zitting en rugleuning
- Verplaatsingswieltjes
- Fietshouder en tablet/smartphonehouder

## Specificaties

<b>Merk</b>	Care Fitness
<b>sku</b>	1554407
<b>Max. gewicht volwassene</b>	150 kg
<b>Type verpakking</b>	Stuk