

## 1550877 - Molift RgoSling HighBack Padded - met lussen - XS - 1 st



### Beschrijving

De Molift RgoSling HighBack zijn allround tilbanden die geschikt zijn voor de situatie in huis en instellingen. De RgoSling HighBack biedt ondersteuning voor het lichaam en het hoofd. Hierdoor kan de gebruiker een iets gekanteld worden voor gebruikers met verminderende romp- en hoofdstabiliteit. De tilbanden zijn speciaal geschikt om te tillen van en naar een ligstand en tillen van de vloer.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Molift
<b>Samenstelling</b>	Polyester, PE-cellfoam
<b>Hoofdsteun</b>	Ja
<b>sku</b>	1550877
<b>Bevestiging tilbanden</b>	Lussen
<b>Maat</b>	XS
<b>Max. gewicht volwassene</b>	300 kg
<b>Type tilband</b>	Allround tilband
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk