

1551585 - Medlance Plus Universal - 21 G x 1,8 mm - blauw - 10 x 200 st



Beschrijving

Medlance® Plus Universal verzekert grotere bloedstalen, optimaal/voldoende voor het uitvoeren van de meeste gebruikelijke capillaire bloedtesten, zoals glucoseniveau, hemoglobine, cholesterol, bloedtype studies, coagulatie, bloedgas, virologie analyses en vele andere. Snelle incisies, lineaire naaldgeleiding en zijn precieze geometrie garanderen het juiste bloedstaal na één enkele lancet.

Specificaties

Merk	HTL
Met prikpen	Nee
Lengte naald	1.8 mm
sku	1551585
Categorie glucometer	Priksystemen en lancetten
Maat	21 G x 1,8 mm
Type lancet	Veiligheidslancet
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos