

1103309 - Draaischijf turntable voor rechtstaande transfers - 40,5 cm - 1 st



Beschrijving

Vooral bedoeld voor staande transfers. Turntable bestaat uit hard en gemakkelijk te reinigen materiaal, hierdoor is het ook zeer goed bruikbaar voor transfers met schoenen, binnen en buiten autotransfers, ...

- gewicht: 1 kg
- maximale belasting: 115 kg

Specificaties

| | |
|------------------------|---------|
| sku | 1103309 |
| Kleur | Zwart |
| Type verpakking | Stuk |