

1546381 - Linido hulppootset opklapbeugel - rvs - wit - 1 st



Beschrijving

Hulppootset voor opklapbare beugel dat bestaat uit een verstelbare hulppoot, afstandhouder en klemblok. Is traploos in de hoogte verstelbaar, tevens achteraf te plaatsen op opklapbare beugels LI2603.3xx, niet toepasbaar op opklapbare beugel LI2603.350, maximaal belastbaar tot 150 kg.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2614.3004-02
sku	1546381
Categorie toiletsteunen	Toebehoren toiletbeugels
Type verpakking	Stuk