

1022780 - HEINE wegwerp oorspecula b-000.11.241 voor HEINE diagnostic otoscoop - 4 mm - 1 x 1000 st



Beschrijving

Voor eenmalig gebruik. Voor de meest veilige pasvorm en de beste lichttransmissie en hygiëne adviseren wij het gebruik van **HEINE** Otoscoop Tips. Gegarandeerde kwaliteit. Geen scherpe randen. Geschikt voor BETA 400, BETA 200, K180, mini 3000 F.O. en mini 3000 Otoscopen.

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINB-000.11.241
Compatibel met	Otoscoop Heine BETA 100; Otoscoop Heine K100
sku	1022780
Maat	4 mm
Type specula	Wegwerp specula
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos