

1512327 - Loupebril C-serie 2.3 met hoofdband - werkafstand 34 cm - met etui - 1 st



Beschrijving

Loupebril C-serie 2.3 is ideaal voor tandheelkundige laboratoria en algemeen medisch onderzoek. De bril geeft scherpe, heldere beelden en kan nauwkeurig worden afgesteld. Met slechts 46 g is het een lichte en comfortabele loupebril.

Voordelen

- Meervoudige gecoate, krasbestendige lenzen van silica glas
- Flexibel nauwkeurig afstellen
- Onafhankelijke instelbare PD-regelaars zorgen voor een nauwkeurige uitlijning van de optiek
- Flexibele veren passen zich aan de anatomie van de gebruiker
- Werkafstand 34 cm

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINC-000.32.230
sku	1512327
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk