

1534081 - Thoracale kompressen - 70 x 75 cm - steriel - 1 x 15 st



Beschrijving

Deze thoracale kompressen zonder RX-draad en met bindlint zijn bedoeld voor het tamponneren en absorberen van bloed en exsudaten tijdens chirurgische ingrepen. Absorbeert binnen 2 tot 2,5 seconden.

Specificaties

SKU leverancier	500-836 (625151A)
Steriel	Ja
sku	1534081
Samenstelling	100% katoen gebleekt gaasdoek. De bindlinten zijn gemaakt van 100% katoen
Aantal per verpakking	1 x 15 st
Gewicht	163 g
Lagen	n.v.t
Maat	70 x 75 cm
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos