

1552183 - ENDOPRESS 442



Beschrijving

De EndoPress 442 is het fluisterstille pressotherapieapparaat waarmee een effectieve en comfortabele lymfedrainagebehandeling kan worden gegeven. Het is een belangrijke hulp voor therapeuten in het kader van intensieve drainagemassage.

Lymfedrainage is het stimuleren van de lymfecirculatie door middel van een specifieke, subtiële massage, waardoor het vocht wordt afgevoerd en hiermee ook de afvalproducten welke zich in en tussen de cellen bevinden.

De EndoPress 442 is uitgerust met verschillende programma's, waardoor variatie geboden wordt met het instellen van de druk in de verschillende segmenten. Zo wordt het dus mogelijk om verschillende lymfedrainagetechnieken toe te passen.

Kenmerken

- De druk is per segment instelbaar
- Het armmanchet bevat 7 segmenten
- Het beenmanchet bevat 9 segmenten
- De drukopbouw kan per segment worden ingesteld
- Een zeer stille en krachtige compressor
- Eenvoudige bediening via grafisch LCD-scherm
- Meer dan 15 voorgeprogrammeerde sequenties
- De EndoPress is mobiel op wielen
- 50 vrij-programmeerbare sequenties
- Zeer comfortabel voor therapeut en patient

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
sku	1552183
Type verpakking	Stuk