

1549416 - Herstelkit 3M™ Littmann® Classic II Pediatric - zwart - 1 set



Beschrijving

Elk item wordt zorgvuldig vervaardigd om perfect te passen bij uw **3M™ Littmann®** stethoscoop. De stethoscopenonderdelen kit voor de 3M™ Littmann® Cardiology III™ bevat een zwarte ring en een instelbaar membraan voor elke zijde van het borststuk (volwassenen en kinderen). De kit bevat ook een paar grijze, zachte oordopjes.

Specificaties

Merk	Solventum
sku	1549416
Kleur	Zwart
Type verpakking	Set