

1512609 - Seca 384 digitale baby- peuterweegschaal met afneembare schaal - klasse III - 20 kg - 1 st



Beschrijving

Twee weegschalen in één: de seca 384 babyweegschale met een comfortabel weegplatform. In geen tijd om te toveren tot een vloerweegschaal voor kinderen met een weegbereik van 20 kg. Het weegplatform en de basis die als vloerweegschaal dient zijn stevig met elkaar verbonden, zodat de baby 100% veilig kan worden gewogen. Een ander voordeel van de weegschaal is de functie borstvoedingsopname, die bepaalt hoeveel melk de baby heeft gedronken. De robuuste maar lichte weegschaal is gemakkelijk te transporteren; zelfverklarende knoppen maken de bediening eenvoudig.

- Babyweegschaal en pediatrische vloerweegschaal in één
- Schaal kan eenvoudig van de voet worden losgemaakt
- Borstvoedingsfunctie
- Mobiel en robuust en daarmee geschikt voor transport

Specificaties

Merk	Seca
Geheugen	Nee
Gekalibreerd	Ja
Max. gewicht	20 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Nee
Bebat tax	0.05 EUR
Automatisch step-on functie	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1512609
Gradatie weegschaal	10 g < 10 kg > 20 g
Klasse weegschalen	Klasse III
Type weegschaal	Digitale babyweegschalen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk