

1352146 - OP-G7+N Gynaecologische stoel goepel (zonder beenplaat) - Donkerblauw



Beschrijving

De OP-G7+ onderzoeksstoel is ontworpen om te voldoen aan alle behoeften van de specialist. Deze veelzijdigheid is te danken aan de grote bewegingscapaciteit dankzij de vier onafhankelijke motoren en het modulaire systeem van accessoires, waardoor de zorgprofessional ze kan combineren volgens de specifieke behoeften van de praktijk.

Vervaardigd met materialen van de hoogste kwaliteit, met volledige aandacht voor de ergonomische behoeften en met behulp van een comfortabel en hygiënisch bekledingssysteem. Zo zorgt OPTOMIC voor de beste ervaring voor arts en patiënt.

Opgelet: de kleur van de stoel zoals weergegeven op de afbeelding is niet contractueel en kan variëren van de werkelijkheid.

Kenmerken

- Minimale hoogte van 48 cm: ontworpen om de toegang voor patiënten zo gemakkelijk mogelijk te maken
- Beensteunbeweging voor patiëntenzorg
- Hefvermogen tot 310 kg
- Inklapbare gemotoriseerde beensteun
- Bekkenbeweging wordt vergemakkelijkt
- In hoogte verstelbaar
- Bediening met de hand- of voetschakelaar
- Optionele armsteunen
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren

Specificaties

Merk	Optomic
Product afmetingen	B 66 cm, L 175 cm
Wielen inbegrepen	Nee
Hoogteverstelbaar	Ja
Papierrolhouder inbegrepen	Ja
Hoogte	102 cm
Hefvermogen	310 kg
sku	1352146
Armsteunen	Nee
Hoogteverstelling	Elektrisch
Kleur	Donkerblauw
Standaard hoogtebediening	Rondombediening
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk