

## 1543988 - Renol enkelriemen - 2 enkelsluitingen genaaid op de hoofdband - één maat - 16-32 cm - 1 st



### Beschrijving

Gebruik deze riem om de enkels van de patiënt te immobiliseren.

De binding comprimeert de bloedsomloop niet en biedt veel comfort. Twee beveiligingsystemen : een velcro-systeem en een systeem met een slot. Dit model uit één stuk verhindert elke beenbeweging. Optie vereist : 4 sloten + 1 sleutel

## Specificaties

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Merk</b>                     | Renol  |
| <b>SKU leverancier</b>          | RFA17550   |
| <b>Noodzakelijke opties</b>     | 4 sloten + 1 sleutel   |
| <b>Normeringen</b>              | EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008 |
| <b>sku</b>                      | 1543988  |
| <b>Breedte riemen</b>           | Niet van toepassing  |
| <b>Breedte tailleband</b>       | Niet van toepassing  |
| <b>Fixatie categorie</b>        | Riemen   |
| <b>Gebruik fixatiemateriaal</b> | In bed/brancard  |
| <b>Maat bevestigingsriem</b>    | S-M  |
| <b>Sluiting</b>                 | Velcro + slot  |
| <b>Soort bevestiging</b>        | Enkelbevestiging   |
| <b>Europese Regelgeving</b>     | MDR - 2017/745/EU - Klasse I   |
| <b>Type verpakking</b>          | Paar   |