

## 1549389 - Handschoenen - Nitril MAX - niet-steriel - XL - 8 x 50 st



### Beschrijving

**Halyard** Purple Nitril MAX, is de extralange paarse Nitril onderzoekshandschoen in het gamma van Halyard. De handschoen is 400 mm lang. De Purple Nitril MAX handschoen is duurzaam, eenvoudig aan en uit te trekken én poedervrij zoals alle onderzoekshandschoenen van Halyard.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Halyard
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>Samenstelling</b>	Nitril
<b>Gepoederd</b>	Nee
<b>Manchetlengte</b>	400 mm
<b>sku</b>	1549389
<b>Steriel</b>	Nee
<b>Kleur</b>	Paars
<b>Maat</b>	XL
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is
<b>Type verpakking</b>	Karton