

## 1609398 - Elibox - patient BedBox voor persoonlijke items- zonder wegwerp-blisterverpakking - 1 st



### Beschrijving

De **Elibox** zorgt ervoor dat persoonlijke hulpmiddelen altijd binnen handbereik zijn. De Elibox is een doos waarin één bril, twee hoortoestellen en twee kunstgebitten veilig kunnen worden opgeborgen.

De box wordt met een **klittenbandbevestiging** aan het bed vastgemaakt en begeleidt de patiënt tot vlak voor de operatiekamer.

Direct na het ontwaken uit de narcose heeft de patiënt zijn persoonlijke hulpmiddelen weer binnen handbereik.

**Inhoud:** ruimte voor 1 Elibox® wegwerp-blisterverpakking.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Wiegand
<b>sku</b>	1609398
<b>Gewicht</b>	0,3 kg
<b>Kleur</b>	Blauw
<b>Type verpakking</b>	Stuk