

1571668 - Bellavista™ 1000 ventilator



Beschrijving

Bellavista™ biedt ondersteuning voor volwassenen en kinderen met een krachtige turbine, een zeer configureerbare gebruikersinterface en longbeschermende functies.

Deze nieuwe generatie ventilator combineert geavanceerde technologie voor eenvoud in de klinische praktijk en ondersteuning van dagelijkse uitdagingen in verschillende zorgomgevingen. Deze nieuwe ventilator biedt efficiënte beademing en longbescherming die gericht is op:

- Minimaliseren van ademnood door geavanceerde synchronisatie
- Minder werkdruk voor clinici dankzij bewakingsfuncties zoals AnimatedLung en VentSummary
- Veelzijdigheid met beademingsmodi ter ondersteuning van volwassen en pediatrische patiënten van meer dan 6 kg

Prestaties

- Geavanceerde technologie met gestroomlijnde hardware die compact, krachtig en duurzaam is.
- Biedt robuuste prestaties met piekstromen tot 260 L/min.
- Software intelligentie die klinisch bewezen en zeer responsief is.

Flexibiliteit

- Gebruikersgericht ontwerp dat net zo aanpasbaar, navigeerbaar en intuïtief is als het gebruik van een smartphone.
- Compacte hardware stelt de gebruiker in staat om onderweg te ventileren tijdens intra-ziekenhuis transport met een batterijduur van 4 uur en een gemakkelijk te besturen transportkarretje.

Waarde

- Configureerbaar om te voldoen aan de behoeften van elke klinische praktijk.
- Vereenvoudigd, preventief onderhoud voor lage eigendomskosten.

Specificaties

Merk	Vyaire
sku	1571668
Type beademing	Non invasieve beademing
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk