

## 1542302 - OP-C2 colposcoop met LED-module 100-240V



### Beschrijving

De OPTOMIC OP-C2 colposcoop is de perfecte uitrusting voor diagnostische observaties en kleine routineoperaties in de artspraktijk en helpt de specialist bij zijn dagelijkse werk.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Optomic
<b>sku</b>	1542302
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk