

1558603 - Aspiratietoestel Askir 36 BR Lead (incl. bokaal 1 L) - 1 st



Beschrijving

ASKIR 36 BR van **Cami** is een draagbaar afzuigapparaat voor het afzuigen van lichaamsvloeistoffen, orale, nasale en tracheale afzuiging bij volwassenen of kinderen. Voor professioneel gebruik en met een krachtige afzuiging van maximaal 36 l/min, is de ASKIR 36BR licht van gewicht voor gemakkelijk transport.

Drie verschillende bedieningsmogelijkheden: AC/DC adapter, oplaadbare batterij en 12V maakt het een veelzijdig afzuigapparaat goedgekeurd voor een NON-STOP werking zonder oververhitting. Voorzien van visueel en akoestisch alarm om het batterijniveau aan te geven, de hoofdunit is ook uitgerust met een vacuümmeter (mmHg en kPa) en vacuümregelaar. Heeft beschermingsgraad IP21.

Specificaties

Merk	Cami
Product afmetingen	B 21 cm, H 18 cm, L 35 cm
Gewicht product	4.39 kg
Max. airflow	36 L/m
Geluidsniveau	65.5 db
Volume bokaal	1000 ml
sku	1558603
Alimentatie	Batterij
Type container	Autoclaveerbare container
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk