

## 1543555 - Zuurstofsaturatiemeter PO80 - USB - 1 st



### Beschrijving

Zuurstofsaturatiemeter helpt u bij voor een regelmatige meting van uw arteriële zuurstofverzadiging en hartslag. Het kan worden gebruikt voor sporten op grote hoogte. De meetwaarden kunnen gemakkelijk via de USB-kabel naar de pc worden overgedragen. Klinisch gevalideerde nauwkeurigheid voor thuisgebruik. Luchtwegaandoeningen zoals astma, COPD, COVID-19, long COVID en andere longziekten leiden tot een daling van de zuurstofverzadiging. Geschikt voor personen met hartfalen chronische obstructieve longziekten, bronchiale astma, kan ook gebruikt worden tijdens sporten op grote hoogtes. De hartslag wordt grafisch weergegeven en schakelt automatisch uit na lange tijd van inactiviteit.

- Meting van Spo2 als mogelijk vitaal teken bij acute ziekten en hartslag (pols)
- Alarmfunctie grenswaarden individueel instelbaar
- Opname tot 24u
- Inclusief draagriem, heuptasje, USB-kabel, USB-oplader en software

## Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Product afmetingen</b>	B 3.2 cm, H 3 cm, L 5.7 cm
<b>Gewicht product</b>	0.042 kg
<b>Geheugen</b>	Nee
<b>CNK-code</b>	CNK 3056-314
<b>Bluetooth</b>	Nee
<b>Met snoer</b>	Ja
<b>Type batterij</b>	Heroplaadbare batterij
<b>Bebat tax</b>	0.05 EUR
<b>LED kleurenscherm</b>	Ja
<b>Met ritmestroom</b>	Ja
<b>Aantal batterijen</b>	1
<b>Automatische switch-off functie</b>	Ja
<b>sku</b>	1543555
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
<b>Type verpakking</b>	Stuk