


## 1543212 - Aspiratiesonde CH08 - 50 cm - 1 dist + 1 lat. - lichtblauw - steriel - 1 x 100 st



### Beschrijving

Aspiratiesonde met centrale opening en 2 ogen, een afgeronde punt voor eenmalig gebruik. De sonde biedt een standaard goede kwaliteit met trechteraansluiting volgens internationale kleurcodering.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Dahlhausen
<b>Product afmetingen</b>	L 50 cm
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Samenstelling</b>	PVC
<b>sku</b>	1543212
<b>Diameter sonde</b>	Ch 08
<b>Kleur</b>	Lichtblauw
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos