

1541240 - PosiFlush SP - 10 ml spuit voorgevuld met 10 ml NaCl 0,9% - 30 st



Beschrijving

PosiFlush® zijn kant-en-klare, voorgevulde spuiten met fysiologisch zout (0,9% NaCl) die worden gebruikt om infuurskatheters veilig door te spoelen.

Bij de SP-variant is uitsluitend de vloeistof en de binnenzijde van de spuit steriel. De buitenkant van de spuit zelf is dat niet. Deze variant is bedoeld voor regulier gebruik op verpleegafdelingen (bijvoorbeeld aan het bed van de patiënt) waar een volledig steriel veld niet vereist is.

Specificaties

Merk	BD
Normeringen	ISO 15223-1
Samenstelling	Zoutoplossing: Sodium Chloride 0.9%, vat: polypropyleen; dop: polypropyleen en kunststof, zuigerstang: polypropyleen: glijmiddel: silicone olie
Steriel	Nee
sku	1541240
Inhoud	10 ml
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse III
Type verpakking	Doos