

**1009853 - Dokterstas Bollmann Piccola groot model - leder - zwart -
41 x 28 x 13 cm - 1 st**



Beschrijving

Het klassieke en meest populaire model in het Bollmann assortiment. Deze compacte en handige tas heeft transparante binnenflappen met magneetsluitingen. Het heeft 6 plastic vakken en een buitenvak. Gemaakt van echt leer, krasbestendig. Met dubbele handgreep.

Specificaties

Merk	Bollmann
Product afmetingen	B 13 cm, H 28 cm, L 41 cm
Verstelbare schouderriem	Nee
Samenstelling	Vakken: plastic
sku	1009853
Aantal handgrepen	2
Aantal voortassen	1
Aantal zijvakken	0
Categorie	Dokterstas
Materiaal	Leer
Kleur	Zwart
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk