

## 1574726 - Sloop katoen/polyester voor Relax babykussen - grey lined - 1 st



### Beschrijving

Fico sloop relax voor babykussen, om een lange levensduur van het kussen te garanderen raden we aan om het kussen te voorzien van een sloop voor een optimale hygiëne. Lichte kleurverschillen zijn mogelijk, de hoes in badstof is wasbaar op 85°C.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Fico
<b>sku</b>	1574726
<b>Kleur sloop</b>	Gelijnd grijs
<b>Materiaal</b>	Katoen/polyester
<b>Merk positioneringsmateriaal</b>	Relax
<b>Wasbaar</b>	60 °C
<b>Type verpakking</b>	Stuk