

## 1545193 - Stethoscoop verchromd extra dun - niet-steriel - zwart - 1 st



### Beschrijving

Stethoscoop met vlak borstmembraanstuk.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Dahlhausen
<b>Digitaal</b>	Nee
<b>Normeringen</b>	ISO 13485:2016
<b>Samenstelling</b>	Aluminium, roestvrij staal, PVC (DEHP), zink
<b>sku</b>	1545193
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Toepassing</b>	Lichamelijk onderzoek
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk