

## 1543628 - Urinaal man - met deksel - gegraduateerd - 1000 ml - 1 st



### Beschrijving

Dit urinaal is een handig hulpmiddel voor mannen die bedlegerig zijn om liggend te plassen. Na gebruik kan de urinaal afgesloten worden met een deksel. De maximale capaciteit is 1 liter met maataanduiding.

### Specificaties

<b>Autoclaveerbaar</b>	Nee
<b>Samenstelling</b>	Polyethyleen
<b>sku</b>	1543628
<b>CNK-code</b>	1680-313
<b>Geslacht</b>	Mannen
<b>Inhoud</b>	1000 ml
<b>Kleur</b>	Melkwit
<b>Wasbaar</b>	60 °C
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk