

## 1625186 - HEINE XP Disposable Laryngoscope Blades Miller 4 - 221 mm x 14 mm - 25 st



### Beschrijving

De **HEINE XP Disposable Laryngoscope Blades Miller** combineren het beproefde **Classic+ blade design** met de voordelen van een wegwerpmes, waardoor ze optimale hygiëne en veiligheid garanderen. Deze disposable laryngoscoopbladen voorkomen kruisbesmetting en zijn daarmee de ideale keuze voor moderne medische omgevingen waar patiëntveiligheid vooropstaat.

#### Belangrijkste kenmerken:

- **Hygiënisch & veilig:** voorkomt kruis-infecties tussen patiënten.
- **Optimale lichttransmissie** dankzij de oversized lichtgeleider.
- **Extreem helder:** maximale illuminatie met HEINE 2.5V of 3.5V LED.
- **Ergonomisch design:** bladvorm vergemakkelijkt het inbrengen van de tube.
- **Patiëntvriendelijk:** vermindert risico op verwondingen en schade aan tanden.
- **Duurzaam & robuust:** hoge torsiestijfheid, praktisch onbreekbaar.
- **Betrouwbaar in alle omstandigheden:** plakt niet vast aan de tong, zelfs niet bij lage temperaturen.
- **Universeel compatibel** met alle handvatten volgens **ISO 7376 (groene standaard)**.

Met deze **wegwerp Miller laryngoscoopbladen** biedt HEINE een perfecte balans tussen **veiligheid, functionaliteit en gebruiksgemak**, speciaal ontwikkeld voor de hoge eisen binnen anesthesie en acute zorg.

## Specificaties

<b>Merk</b>	HEINE
<b>SKU leverancier</b>	HEINF-000.22.775
<b>Herbruikbaar</b>	Nee
<b>sku</b>	1625186
<b>Blad type</b>	Miller
<b>Maat</b>	221 mm x 14 mm
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk