

1552203 - SONOPULS 190 - STATUS™ PACK HANDENVRIJ



Beschrijving

STATUS™ vertegenwoordigt een nieuwe revolutionaire methode om therapeutisch ultrageluid op de meest efficiënte manier toe te passen.

- U hoeft uw klassieke US-kop niet meer te bewegen om ongewenste effecten zoals brandwonden te voorkomen. Met het STATUS™-systeem en de gelpad scant de ultrageluid-kop automatisch het behandelingsgebied met de vooraf ingestelde intensiteit zonder enig risico op overdosering.
- Een gelpad zonder vloeistof zorgt voor een goede overdracht van de ultrageluidenergie. Het gelpad wordt op zijn plaats gehouden met een fixatie-ring. De vacuümdruk zorgt voor een perfecte afdichting tussen het lichaam, het gelpad en de behandelkop. De constante loodrechte positie van de gefixeerde StatUS™-applicator vermindert variaties in de dosering zoals bij dynamische ultrageluidtoepassingen. Hierdoor wordt de klinische effectiviteit en de veiligheid van de patiënt verhoogd.

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
sku	1552203
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk