

1540354 - Relax S-kussen - bi-tec - L 170 x B 30 cm - 1 st



Beschrijving

Fico S-kussen is geschikt voor mensen die in een bepaalde houding blijven liggen. Daarnaast kan het bij bedlegerige mensen ook extra ondersteuning geven aan de wervelkolom, ontlast het ook andere ledematen en zorgt het voor een stabiele en ontspannen lighoudig.

Het kussen heeft de vorm van een S en kan zowel in de rug als in de buik gebruikt worden en is geschikt voor alle leeftijden. Naast de ondersteuning geeft het kussen ook een geborgen en veilig gevoel. Bij ouderen wordt het kussen vaak gebruikt om de persoon in een gekozen positie te laten liggen. Het positioneringskussen is ideaal ter preventie van doorligwonden bij wisselhoudingen.

Ook zwangere vrouwen kunnen met behulp van dit kussen verschillende zit- of lighoudingen aannemen die de juiste ondersteuning geven. De buik, rug en dijen worden ontlast en de ruggengraat komt op één rechte lijn. Bovendien is het kussen brandvertragend.

Specificaties

Merk	Fico
Product afmetingen	B 30 cm, L 170 cm
Samenstelling	Hoes: Bi-tec materiaal: 45% PE/ 55% PU, 190g/m ² , Vulling: minipolystyreenkorrels - 35,9 kg/m ³ , korrelgrootte 0,9-1,18mm
sku	1540354
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	40 °C
Type verpakking	Stuk