

1539429 - Maielast® haft glatt - cohesieve windel - 6 cm x 20 m - 1 st



Beschrijving

Maimed® Maielast haft glass cohesieve elastische windel, hecht zich door middel van de micro-dot latex coating. Dit maakt de windel gebruiksvriendelijk omdat er geen verbandklemmen nodig zijn door de eigen hechting. Niet-steriele windel die gesteriliseerd kan worden. Geschikt voor snelle zorg op poliklinische afdelingen of operaties, vóór diagnose of behandeling. Geschikt voor alle soorten fixatieverbanden.

Specificaties

Merk	Maimed
Zelfklevend	Ja
Samenstelling	95 % polyester, 5 % polyamide
Steriel	Nee
Kleur	Wit
Maat windel	6 cm x 20 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk