

1533139 - Versatus™ -WP I.V. katheter - 24G x 19 mm - geel - 1 x 50 st



Beschrijving

Versatus™ WP I.V. katheters is een steriele perifere katheter voor eenmalig gebruik. Met een gevleugelde naald met poort, bedoeld voor toegang tot het perifere vasculaire systeem.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	SR+DU2419PX(NIEUWSR+DU2419PD)
Samenstelling	• Katheter: polyurethaan + BaSO₄ • Katheterhub met vleugels: polypropyleen • Canule (interne naald): roestvrij staal • Naaldhub: copolymeer styreen butadieen • Luer-lock cap: polypropyleen • Filter ontluuchtingsfitting: polyethyleen • Behuizing ontluuchtingsfitting: styreen butaan copolymeer • Poort afsluiting: polypropyleen • Injectiepoortklep: silicone rubber • Protector: polyethyleen
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Debiet	29 milliliter per minute
Interne diameter katheter	0.55 mm
Externe diameter katheter	0.74 mm
Veiligheidsmechanisme	Ja
sku	1533139
Afmeting	24G x 19 mm
Afmeting in mm	0,7 x 19 mm
Kleur	Geel
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos