

HUN1D900P - Dopplex D900



Beschrijving

De **Dopplex D900** is een gunstig geprijsde, nondirectioniële Doppler zonder display, die in principe wordt - onder andere - gebruikt voor ABPI-metingen door verpleegkundigen en artsen die zich bezig houden met de behandeling van ulcus cruris. Bruikbaar met foetale en vasculaire sondes. Sonde niet inbegrepen.

Specificaties

Merk	Huntleigh
sku	HUN1D900P
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk