

1603721 - Aerogen ultra starter kit - volwassenen masker - 10 st



Beschrijving

De **Aerogen** Ultra is een accessoire specifiek voor de Aerogen Solo vernevelaar. Het vergemakkelijkt intermitterende en continue verneveling en optionele toediening van aanvullende zuurstof aan pediatrische en volwassen patiënten via een mondstuk. Het apparaat kan ook worden gebruikt met een gezichtsmasker, dat niet wordt meegeleverd. Het is een apparaat voor eenmalig gebruik dat kan worden gebruikt voor het toedienen van oplossingen, suspensies, eiwitten en peptiden in alle fasen van de patiëntenzorg.

Voordelen

- Zuurstofslang meegeleverd
- Ergonomisch mondstuk met ventielen voor optimale aerosolafgifte
- Past op alle standaard aërosolmaskers

Specificaties

Merk	aerogen
sku	1603721
Doelgroep	Volwassenen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos