

1508419 - 3M™ Red Dot™ klefelektroden - Linnen ruglaag geleid. kleeflaag herplaatsbaar - 4 x 3 cm - 1000 st



Beschrijving

3M™ Red Dot™ verplaatsbare monitoringelektroden hebben een groter geleidend oppervlak dat de kwaliteit van de registratie verbetert door ECG-artefacten te verminderen. Na de eerste applicatie kunnen ze één keer worden verplaatst, zodat ze niet meteen vervangen hoeven te worden.

Specificaties

Merk	Solventum
Samenstelling	Linnen klevende geleidingsgel
sku	1508419
EKG categorie	ECG elektroden & toebehoren
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos