

**1606386 - Suprasorb® H Hydrocolloïd standard verband - 20 x 20  
cm - steriel - 5 st**



## Beschrijving

Suprasorb® H Hydrocolloïd dun verband absorbeert vocht dankzij de hydrocolloidmatrix en absorbeert snel exsudaat, vormt een cohesieve gel. Het verband is zeer luchtdoorlatend, wat de verzorging van niet-geïnfekteerde wonden, aangenaam maakt. De draagtijd van het verband is 7 dagen.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Lohmann Rauscher
<b>Samenstelling</b>	Polyurethaan film, hydrocolloid, papier met siliconen laag
<b>Steriel</b>	Ja
<b>sku</b>	1606386
<b>Lagen</b>	3-laags
<b>Maat</b>	20 x 20 cm
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
<b>Type verpakking</b>	Doos