

1545123 - Surecan® - portnaalden met vleugels - leiding 20 cm met klem - 20G x 30 mm - geel - 1 x 15 st



Beschrijving

Surecan® met vleugels is een poortkatheternaald met flexibele vleugels voor langdurige infusies tot zeven dagen. De **B. Braun** naalden zijn hogedrukbestendig tot 325 psi. Gevleugelde Surecan® non-coring access port naalden met flexibele vleugels zijn geïndiceerd voor langdurige infusie. Het ontwerp van de schuine kant maakt een gemakkelijke penetratie van de naald in het septum mogelijk, terwijl coring wordt voorkomen en de sluiting van het septum na verwijdering van de naald wordt vergemakkelijkt.

Voordelen

- Met flexibele vleugels voor eenvoudige doorboring en bevestiging
- Geschikt voor krachtinjecties tot 325 psi (22,4 bar)
- MR-voorwaardelijk
- Verlengslang met klem (PVC-vrij)

Specificaties

Merk	Braun
Samenstelling	Vrij van DEPH en PVC
Steriel	Ja
Lengte naald	30 mm
Diameter naald	0.9 mm
Veiligheidsmechanisme	Nee
sku	1545123
Afmeting	20G x 30 mm
Kleur	Geel
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos