

1601302 - Masterkey voor elektronische code - KitLock 1000 - 1 st



Beschrijving

Met KitLock 1000 kunnen er tot 20 gebruikerscodes in privémodus worden toegevoegd. Om over te schakelen naar de privémodus, het slot blijft vergrendeld totdat een geldige 4-cijferige gebruikerscode is ingevoerd. (die meerdere keren geldig is)

De Masterkey functie biedt hulp wanneer codes verloren of vergeten zijn.
Batterijen kunnen makkelijk vervangen worden, het slot kan aan de voorkant geopend worden.

Specificaties

Merk	Wiegand
sku	1601302
Type verpakking	Stuk