

1543201 - Vrouwensondes - PVC - éénmalig gebruik - 18 cm - Ch 10 - zwart - steriel - 1 x 100 st



Beschrijving

De **Dahlhausen** sonde uit PVC is een urinaire sonde, voor eenmalige sondatie. De sonde is recht, distaal gesloten met 2 laterale ogen. De sonde heeft een trechteraansluiting met internationale kleurcode.

Specificaties

Merk	Dahlhausen
Lengte sonde	18 cm
Steriel	Ja
Samenstelling	Pvc: polyvinylchloride
sku	1543201
Diameter sonde	Ch 10
Geslacht	Vrouwen
Kleur	Zwart
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos