

## 1549490 - Relax kussen CVA - bi-tec - L 285 cm - 1 st



### Beschrijving

Het Relax CVA-kussen is ontworpen voor personen met een verlamming. Het kussen zorgt voor een beschermend en ontspannen gevoel bij deze patiënten. De specifieke vorm van dit kussen ondersteunt het verlamde been en bekken en voorkomt het naar buiten kantelen ervan.

Bij een wisselhouding positioneert men het verlamde deel enkele graden verder en men zorgt voor een positieve bloeddorstrooming. Zo worden doorligwonden verholpen en voorkomen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Fico
<b>Product afmetingen</b>	L 285 cm
<b>Samenstelling</b>	Hoes: Bi-tec materiaal: 45% PE/ 55% PU, 190g/m <sup>2</sup> , Vulling: minipolystyreenkorrels - 35,9 kg/m <sup>3</sup> , korrelgrootte 0,9-1,18mm
<b>sku</b>	1549490
<b>Merk positioneringsmateriaal</b>	Relax
<b>Wasbaar</b>	40 °C
<b>Type verpakking</b>	Stuk