

1510434 - Seca 416 infanometer - 33 tot 100 cm - 1 st



Beschrijving

Dankzij de stevige constructie en de stabiliteit kunt u met de infantometer snel en eenvoudig zuigelingen en peuters tot twee jaar meten. De plank is genereus ontworpen en de verhoogde en zacht afgeronde zijanten leiden de baby eenvoudig en veilig naar de juiste positie. Permanent gemonteerd met rollen op twee geleiderails, het voetstuk schuift vlot op de weegschaal. Omdat het voetstuk vergrendelbaar is, kunt u de baby verwijderen en het resultaat later noteren. Alle onderdelen zijn stevig en duurzaam.

- Degelijke, extra grote constructie voor precisiemeting
- Corrigeert automatisch de ligpositie dankzij trogvormig liggedeelte
- Schaalverdeling aan bovenzijde voor eenvoudige aflezing
- Ruimtebesparend

Specificaties

Merk	Seca
Telescopisch	Nee
Demonteerbaar	Nee
Connecteerbaar met weegschaal	Nee
	Nee
Gradatie meetlat	1 mm
Meetbereik	33 - 100 cm
Type meetlat	Baby meetlat
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk