

1019070 - Seca 222 telescopische meetlat voor muurbevestiging - 6 tot 230 cm - 1 st



Beschrijving

Deze meetlat, speciaal ontworpen voor wandmontage, is uitgelijnd om van kop tot teen exact tot op de millimeter te werken. De brede schuifmaat en hielaanslag zijn professionele vereisten. De telescopische meetlat garandeert dat het resultaat gemakkelijk op ooghoogte afleesbaar is, zelfs voor de grootste patiënten. Indien niet in gebruik, kan de schuifmaat worden opgevouwen met het oog op de veiligheid.

Voordelen

- Telescopische meetstang met groot meetbereik tot 230 cm
- Schuif van extra breedte
- Inclusief hielpositioneerhulp voor ideale driepuntsmeting
- Ontwikkeld voor wandmontage
- Meetwaarden gemakkelijk af te lezen, ook voor patiënten van grote lengte
- De stang is vervaardigd van duurzaam aluminium
- Slijtvaste lengtestang vervaardigd via een hoogwaardig zeefdrukprocedé

Specificaties

Merk	Seca
Telescopisch	Ja
Demonteerbaar	Nee
Connecteerbaar met weegschaal	Nee
sku	1019070
Gradatie meetlat	1 mm
Meetbereik	6 - 230 cm
Type meetlat	Muurmeetlat
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk