

1533148 - Relax kniekussen - bi-tec - L 58 x B 30 x H 30 cm - 1 st



Beschrijving

Het kniekussen is geschikt voor ondersteuning in de benen en knieën. Het zorgt voor een ondersteuning van de knieholtes en brengt de benen in een rechte hoek: hierdoor worden de lagere ruggenwervels ontlast en de spieren ontspannen.

Dit grote beenkussen is ook uitermate geschikt als anti -decubitus kussen om doorliggen te voorkomen. Dit kniekussen zorgt voor een vormvaste en comfortabele ondersteuning, zodat benen en knieën comfortabel in dezelfde houding blijven liggen. Bovendien is het kussen brandvertragend.

Specificaties

Merk	Fico
Product afmetingen	B 30 cm, H 30 cm, L 58 cm
Samenstelling	Hoes: Bi-tec materiaal: 45% PE/ 55% PU, 190g/m ² , Vulling: minipolystyreenkorrels - 35,9 kg/m ³ , korrelgrootte 0,9-1,18mm
sku	1533148
Kleur sloop	Blauw
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	40 °C
Type verpakking	Stuk