

1560624 - MP 62 manicure/pedicure set - 1 st



Beschrijving

Manicure/pedicure set van **Beurer** met LED-verlichting is ideaal voor professionele nagel- en voetverzorging voor perfect verzorgde vingernagels zoals in een nagelsalon. Inclusief 10 hoogwaardige opzetstukken voor eenmalig gebruik gemaakt van schuurpapier, de hulpstukken zijn geschikt voor diabetici. Het apparaat werkt op netvoeding, wordt geleverd met bewaardoosje.

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 3.5 cm, H 3.6 cm, L 15.8 cm
SKU leverancier	57035
sku	1560624
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk