

## 1546210 - Linido toiletemmer ø 30 cm - met deksel in RVS voor LI2135 - 1 st



### Beschrijving

Deze **RVS ondersteek en toiletemmer van Linido** zijn speciaal ontworpen voor gebruik met **Linido** douchezittingen met toiletopening (**LI2135**). Dankzij de geïntegreerde **geleiderails** zijn ze eenvoudig te plaatsen en te verwijderen.

Gemaakt van **duurzaam gepolijst RVS**, met **handgreep en deksel** voor hygiënisch en discreet gebruik.

#### Voordelen:

- Eenvoudig in gebruik en onderhoud
- Gemakkelijk te plaatsen en te verwijderen
- Duurzaam, roestvrij materiaal
- Met handgreep en deksel voor extra comfort

? Ideaal voor zorginstellingen en thuisgebruik

? Hygiënisch, praktisch en betrouwbaar

## Specificaties

<b>Merk</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI02979.430
<b>Deksel</b>	Ja
<b>Autoclaveerbaar</b>	Ja
<b>Samenstelling</b>	Roestvast staal
<b>sku</b>	1546210
<b>Categorie toilet of douche</b>	Accessoire toiletstoel
<b>Kleur</b>	Grijs
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk