

1571974 - Schiller CARDIOVIT CS-104 Spiro Set



Beschrijving

Draagbare spirometer met ultrasone sensor

De SpiroScout SP Plus zet een nieuwe standaard in longfunctiediagnostiek dankzij geavanceerde ultrasone flowmeting. Deze technologie maakt gebruik van een ultrasone flowsensor die uiterst nauwkeurig de luchtstroom in en uit de longen meet. In tegenstelling tot traditionele spirometers elimineert de SpiroScout SP Plus de nadelen van conventionele meetmethoden. Zonder bewegende onderdelen, vervangbare filters of kalibratiegevoelige wegwerpartikelen, biedt dit systeem maximale betrouwbaarheid en hygiëne. Bovendien voorkomt de innovatieve technologie verstoppingen door sputum, waardoor het onderhoud tot een minimum wordt beperkt. Kies voor precisie, gebruiksgemak en duurzaamheid met de ultrasone technologie van de SpiroScout SP Plus – de toekomst van spirometrie is hier!

Kenmerken :

- ? Geen kalibratie nodig
- ? Gewicht: 3,2 kg
- ? Afmetingen: 37 x 28 x 35 cm

Inclusief :

- ? CS-104 Spiro softwarelicentie
- ? SpiroScout SP Plus
- ? ScoutTube, doos van 50 wegwerp mondstukken

? USB-stick met software en handleidingen

Specificaties

Merk	Schiller
Product afmetingen	B 28 cm, H 35 cm, L 37 cm
Gewicht product	3.2 kg
sku	1571974
	Nee
Soortgelijke producten	Nee
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk