

1558578 - WelchAllyn manuele bloeddrukmeter ds54 - zonder lepel - 1 slang - flexiport manchet maat 11 - etui - 1 st



Beschrijving

DS54 bloeddrukmeter van **Welch Allyn** is een schokbestendige robuuste bloeddrukmeter dankzij de technologie van DuraShock. De bloeddrukmeter is bovendien ook slag -en stootvast en biedt weerstand wanneer hij valt zonder de kalibratie te verstoren.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
Samenstelling	ABS
sku	1558578
Type bloeddrukmeter	Aneroïde bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk