

1559674 - MOTOmed loop - a (armen)



Beschrijving

De MOTOmed Loop kan eenvoudig en intuïtief worden gebruikt. Dankzij de touchscreen wisselt u gemakkelijk van been- naar armtrainer en omgekeerd. Met deze nieuwe generatie MOTOmed is het mogelijk om de verticale hoogte van de been- en armtrainer aan te passen. Bovendien kan men tijdens de training eigen foto's bekijken. De unieke bewegingstrainer in alle eenvoud!

Kenmerken

- Plastic gecoate desinfecteerbare veiligheidsvoetschalen met velcro straps
- Handgrepen in zachte uitvoering
- Pedaalhoogte verstelbaar in 5 niveaus (zonder gereedschap)
- Therapie- en motivatieprogramma's
- Diavoorstelling via USB (geleverd zonder USB-stick)
- Kleurentouchscreen (7"), kantelbaar
- Stabiele metalen constructie van hoge kwaliteit
- Zachte start en stop
- Bijzonder stille, zachte en regelmatige beweging
- 2-traps pedaalradiusinstelling (7 cm of 12,5 cm)
- Gesloten kunststof behuizing (desinfecteerbaar)
- Gemakkelijk verplaatsbaar met grote transportrollen (Ø 13 cm)
- USB-interface om foto's te bekijken tijdens de training
- Seriële interface voor connectie FES RehaMove
- Beperkte apparaatstandbreedte tot 38,5 cm
- Transportgreep met zachte grip
- Kleur: wit

Specificaties

Merk	MOTOMed
sku	1559674
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk