

1003609 - 3M™ Tegaderm™ film - 10 x 25 cm - 1 x 20 st



Beschrijving

3M™ Tegaderm™ Film is een speciale transparante wondfolie dat met geschikt is voor de behandeling van 1e graads brandwonden, donorsites, drukplekken (of de preventie ervan), postoperatieve wonden en schaafwonden. Daarnaast wordt Tegaderm Film toegepast voor de fixatie van infusen en als secundair wondverband. Het houdt het vochtig wondmilieu in stand en heeft daardoor een gunstig effect op het natuurlijke genezingsproces. Door de transparante folie kan het genezingsproces goed worden gevolgd terwijl het ondoorlaatbaar is voor micro-organismen. Bovendien kan er met deze wondfolie gedoucht worden.

Specificaties

Merk	Solventum
Samenstelling	PU
Latex vrij	Ja
Kompres	Nee
Geperforeerd	Nee
sku	1003609
Steriel	Ja
Kleur	Transparant
Maat	10 x 25 cm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos